

3Shape Implant Studio

Rapport chirurgical



Détails de la commande

POUR
VALIDATION

Nom du patient: Patrick Panai


Référence de commande client: 62721_20240410_1244_46

Date de création: 10/04/2024 12:51:36

Créé(e) par: Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Validé(e) par






Mandibule



Informations sur l'implant		
Position de l'implant (FDI)	45	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L10	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	

⇒ Donc forage = 14,5
Densité os médium

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	45	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L10	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.



Rapport chirurgical

Détails de la commande

VALIDÉ(E)


Nom du patient: Patrick Panai

Référence de commande client: 62721_20240410_1244_46

Date de création: 10/04/2024 12:51:36

Validé(e) par: Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Mandibule






Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	45
Fabricant	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L10.0 mm
Numéro de la commande	DPINK4.0L10
Longueur, mm	10
Diamètre (Ø), mm	4
Couleur	Yellow

Limitation de responsabilité :


Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	45	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L10	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	



Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.