


		60001_20240621_1124_NABETH			
Types de prothèses		Informations			
		Client:	670629594		8/07
		Contact:			
		Patient:	NATHALIE NABETH		
		Importance:	Normale		
		Date de création:	21/06/2024 11:24		
		Date d'expédition:	21/06/2024 11:24		
		Date de livraison:	25/06/2024 00:00		
		Date d'impression:	26/06/2024 09:55		
		Utilisateur:			
		Type d'objet:	Empreinte numérique		
Photo clinique:	Oui				
		Poste / Technicien	Approuvé(e) par		
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant	
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only	
Commentaires					
'LOLO ELSA guide chir pour implant 26 GLOBAL D'					

Simms = 7 mm
Simms -
Versah



Rapport chirurgical

Détails de la commande

VALIDÉ(E)


Nom du patient: Nathalie Nabeth

Référence de commande client: 62721_20240626_1009_26

Date de création: 02/07/2024 14:37:26

Validé(e) par Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Maxillaire









Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	26
Fabricant	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5
Longueur, mm	8,5
Diamètre (Ø), mm	4
Couleur	Yellow

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	26	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	







Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale



Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.