


		60001_20240701_1500_Le_Cardonnel			
Types de prothèses		Informations			
		Client:	670629594		15/07
		Contact:			
		Patient:	Sylvie Le Cardonnel		
		Importance:	Normale		
		Date de création:	01/07/2024 15:00		
		Date d'expédition:	01/07/2024 15:00		
		Date de livraison:	03/07/2024 00:00		
		Date d'impression:	02/07/2024 09:04		
		Utilisateur:			
		Type d'objet:	Empreinte numérique		
Photo clinique:	Oui				
		Poste / Technicien	Approuvé(e) par		
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant	
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only	
Commentaires					
guide chir 15 16					

3Shape Implant Studio

Rapport chirurgical



Détails de la commande

VALIDÉ(E)

Nom du patient:

Sylvie Le Cordonnel

Référence de commande client:


62721_20240702_0911_02

Date de création:

02/07/2024 15:00:21







Validé(e) par

Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)



Informations sur l'implant			
Position de l'implant (FDI)	15		16
Fabricant	Global D		Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm		In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5		DPINK4.0L8.5
Longueur, mm	8,5		8,5
Diamètre (Ø), mm	4		4
Couleur	Yellow		Yellow

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	16	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	





Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale



Densité osseuse (HU)






D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	15	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	





Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale



Densité osseuse (HU)

D1	1251	- ∞
D2	851	- 1250
D3	351	- 850
D4	151	- 350
	-∞	- 150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.