


		60001_20240618_1455_ANNA		
Types de prothèses		Informations		
		Client: 350186346		
		Contact:		
		Patient: AIDAN ANNA		
		Importance: Normale		
		Date de création: 18/06/2024 14:55		
		Date d'expédition: 18/06/2024 14:55		
		Date de livraison: 20/06/2024 00:00		
		Date d'impression: 18/06/2024 15:32		
		Utilisateur:		
		Type d'objet: Empreinte numérique		
		Photo clinique: Oui		
		Poste / Technicien		Approuvé(e) par
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only
Commentaires				
GUIDE CHIR 26				

Summers 8/12/25 = 4 mm


3Shape Implant Studio

Rapport chirurgical









Détails de la commande		VALIDÉ(E)
Nom du patient:	Anna Aidan	
Référence de commande client:	62721_20240618_1532_57	
Date de création:	18/06/2024 15:40:41	
Validé(e) par	Implant Studio Capelette - implantstudiocapelette@outlook.fr (0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)	

Maxillaire



Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	26
Fabricant	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L6.0 mm
Numéro de la commande	DPINK4.5L6
Longueur, mm	6
Diamètre (Ø), mm	4,5
Couleur	Purple

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	26	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L6.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.5L6	
Longueur, mm	6	
Diamètre (Ø), mm	4,5	
Couleur	Purple	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	




Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale



Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.