


		60001_20240612_1608_Lovarco		
Types de prothèses		Informations		
		Client: 670629594		
		Contact:		
		Patient: Martine Lovarco		
		Importance: Normale		
		Date de création: 12/06/2024 16:08		
Date d'expédition: 12/06/2024 16:08		Date de livraison: 14/06/2024 00:00		
Date d'impression: 18/06/2024 10:23		Utilisateur:		
Type d'objet: Empreinte numérique		Photo clinique: Oui		
		Poste / Technicien	Approuvé(e) par	
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only
Commentaires				
guide chir				
16/26136				

Acète en alu.

finis 6,4 mm (summers)



VALIDÉ(E)

Détails de la commande


Nom du patient: MARTINE LOVARCO

Référence de commande client: 62721_20240618_1023_10


Date de création: 18/06/2024 15:23:15

Validé(e) par Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)

Mandibule



Maxillaire








Informations sur l'implant		
Position de l'implant (FDI)	26	36
Fabricant	Global D	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK4.5L8.5	DPINK4.5L8.5
Longueur, mm	8,5	8,5
Diamètre (Ø), mm	4,5	4,5
Couleur	Purple	Purple

Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	46
Fabricant	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm
Numéro de la commande	DPINK4.5L8.5
Longueur, mm	8,5
Diamètre (Ø), mm	4,5
Couleur	Purple

Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	26	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.5L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4,5	
Couleur	Purple	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	




Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale




Densité osseuse (HU)



D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	46	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.5 mm, L8.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.5L8.5	
Longueur, mm	8,5	
Diamètre (Ø), mm	4,5	
Couleur	Purple	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	




Vestibulaire

Mésiale


Linguale

Distale



Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.