


		60001_20240702_0953_BOUTEMEUR		
Types de prothèses		Informations		
		Client:	350186346	
		Contact:		
		Patient:	SONIA BOUTEMEUR	
		Importance:	Normale	
		Date de création:	02/07/2024 09:53	
		Date d'expédition:	02/07/2024 09:53	
		Date de livraison:	04/07/2024 00:00	
		Date d'impression:	02/07/2024 10:47	
		Utilisateur:		
		Type d'objet:	Empreinte numérique	
Photo clinique:	Oui			
		Poste / Technicien	Approuvé(e) par	
Élément	Dent	Matériau	Couleur	Fabricant
Modèle non fractionné		"Model Material"	-	Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only
Commentaires				
'LOLO ELSA GUIDE CHIR POUR IMPLANT GLOBALD 26'				



Rapport chirurgical

Détails de la commande


VALIDÉ(E)

Nom du patient: Sonia Boutemeur


Référence de commande client: 62721_20240702_1056_15

Date de création: 24/07/2024 15:39:22

Validé(e) par Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)










Maxillaire




Informations sur l'implant		
Position de l'implant (FDI)	26	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L10	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	26	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L10.0 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L10	
Longueur, mm	10	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	



Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.