




60001_20240701_1430_SOPHIE

Types de prothèses

Informations



Client: 350186346

Contact:

Patient: VINCENT SOPHIE

Importance: Normale

Date de création: 01/07/2024 14:30

Date d'expédition: 01/07/2024 14:30

Date de livraison: 03/07/2024 00:00

Date d'impression: 02/07/2024 09:03

Utilisateur:

Type d'objet: Empreinte numérique

Photo clinique: Oui

25/08

Poste / Technicien

Approuvé(e) par

Élément

Dent

Matériau

Couleur

Fabricant

Modèle non fractionné

"Model Material"

-

Dr Eskenazi - 2249609885 Trios only

Commentaires

GUIDE CHIR 46

3Shape Implant Studio

Rapport chirurgical



Détails de la commande

VALIDÉ(E)

Nom du patient: Christine Vincent


Référence de commande client: 62721_20240702_0906_39

Date de création: 24/07/2024 15:48:25

Validé(e) par Implant Studio Capelette -
implantstudiocapelette@outlook.fr
(0f5f9ad9-bb11-4635-a552-862acb1801f0)



Mandibule











Informations sur l'implant	
Position de l'implant (FDI)	46
Fabricant	Global D
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L11.5 mm
Numéro de la commande	DPINK4.0L11.5
Longueur, mm	11,5
Diamètre (Ø), mm	4
Couleur	Yellow

Limitation de responsabilité :


Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.

Implant Informations		
Position de l'implant (FDI)	46	
Fabricant	Global D	
Type	In-Kone® UNIVERSAL SA, D4.0 mm, L11.5 mm	
Numéro de la commande	DPINK4.0L11.5	
Longueur, mm	11,5	
Diamètre (Ø), mm	4	
Couleur	Yellow	
Zone de sécurité - distance apicale	2,0	
Zone de sécurité - distance radiale	1,5	



Densité osseuse (HU)

D1	1251	-	∞
D2	851	-	1250
D3	351	-	850
D4	151	-	350
	-∞	-	150



Limitation de responsabilité :

Cette instruction comporte un document personnalisé qui est basé sur un plan chirurgical proposé par le chirurgien avant l'opération. Le chirurgien assume donc l'entière responsabilité médicale pour la conception et l'application du guide chirurgical, ainsi que le choix et l'utilisation du kit chirurgical, des implants et des douilles — en pleine conformité avec le formulaire de commande reçu par le fournisseur. Le document personnalisé doit être considéré comme un complément à tous les autres documents envoyés avec le dossier et se rapportant à celui-ci, et ne remplace aucun de ces autres documents.